

E 907/1

Δικτυωτοί δίσκοι

για βέλτιστη φόρτωση διαφόρων εργαλείων μικρής κλίμακας.

EAN: 4002514256320 / Αριθμός υλικού: 06943820 / Παλιός αριθμός υλικού: 69590702D



- Με καπάκι για τα μικρά εξαρτήματα
- Πλάτος πλέγματος 3 x 1 mm
- Άγκιστρο ανάρτησης για E 905/1 και E 903/1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Κατηγορία προϊόντων	
Δικτυωτός δίσκος	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	48
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	129
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	70
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	155
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	230
Καθαρό βάρος σε kg	0,30
Μικτό βάρος σε kg	0,37