


KFR 9000

Σχάρα στήριξης για μπουκάλια

για ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών στο ψυγείο με εξοικονόμηση χώρου.



EAN: 4002514270203 / Αριθμός υλικού: 06962260 /
Παλιός αριθμός υλικού: 36996040EU1

- Για ψυγειοκαταψύκτες KFN 2x1xx
- Για οριζόντια φύλαξη χωρίς κραδασμούς, για παράδειγμα, κρασιού
- Κατάλληλη για χρήση σε διάφορα επίπεδα ραφιού
- Από επιχρωμιωμένο μέταλλο
- Για έως 9 μπουκάλια, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα