

GP MI X 0011 W

Πολυχρηστικό πανί μικροϊνών, 1 τεμ.

Για τέλειο καθαρισμό και ασφάλεια στη χρήση.

EAN: 4002514299204 / Αριθμός υλικού: 07006550 /
Παλιός αριθμός υλικού: 22996171EU1



- Εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή στο σκίσιμο
- Μεγάλη απόδοση καθαρισμού, χάρη στις λεπτοπλεγμένες μικροΐνες
- Χρησιμοποιείται στεγνό ή υγρό, με ή χωρίς καθαριστικό
- Πλένεται στους 60° C έως 500 φορές
- Άριστη φροντίδα για πολλά έτη αξιοπιστίας