


E 705/2

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής μήκους έως 600 mm.



- Χωρά έως 42 κοίλα εργαλεία
- Διαθέτει σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα
- Μαγν. ταινία για αναγν. συρόμενου κάνιστρου (χωρίς μαγνήτες ML)
- Το κατακόρυφο διάκενο διαφέρει σε καθένα από τα 3 επίπεδα

EAN: 4002514313399 / Αριθμός υλικού: 07029810 / Παλιός αριθμός υλικού: 69570503D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα με σύνδεση για στέγνωμα με θερμό αέρα	•
Κινητή μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	42
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	670
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	650
Καθαρό βάρος σε kg	12,50
Μικτό βάρος σε kg	14,60
Συνοδευτικό πακέτο	
Περίβλημα καταιονισμού E 336 MIBO, Ø 11 mm, μήκους 121 mm [πλήθος]	3
Τυφλό στοπ E 362 [πλήθος]	2
Περίβλημα καταιονισμού E 442, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 6 mm [πλήθος]	15
Περίβλημα καταιονισμού E 443, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 10 mm [πλήθος]	5
Κάδος E 444 για καλώδια οπτικών ινών/σωλήνες αναρρόφησης [πλήθος]	1
E 445 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 442, άνοιγμα με Ø 6 mm [πλήθος]	1
E 446 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 443, άνοιγμα με Ø 10 mm [πλήθος]	1
Θηλυκός προσαρμογέας E 447, για αρσενικό Luer Lock [πλήθος]	3
Σωλήνας σιλικόνης E 448 με θηλυκό προσαρμογέα Luer Lock [πλήθος]	6
Αρσενικός προσαρμογέας E 449, για θηλυκό Luer Lock [πλήθος]	5
Ένθετο E 451 1/6, δικτυωτός δίσκος [πλήθος]	1

E 705/2

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής μήκους έως 600 mm.



EAN: 4002514313399 / Αριθμός υλικού: 07029810 / Παλιός αριθμός υλικού: 69570503D

Ακροφύσιο εγχυτήρα E 452, 2,5 x 60 mm [πλήθος]	3
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 453, 4 x 110 mm με κλιπ συγκράτησης [πλήθος]	8
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 για περιβλήματα τροκάρ 10-15 mm [πλήθος]	6
Βάση ελατηρίων E 456 για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής [πλήθος]	4
Βάση E 464 για ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 [πλήθος]	3
Κλιπ ελατηρίου E 472 για ακροφύσια εγχυτήρων Ø 4 mm [πλήθος]	2
Σωλήνας σιλικόνης 2 m Ø 5 mm	•
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (χωρίς μαγνήτες) [πλήθος]	1