

CSWP 1400

Τηγάνι wok για CombiSet

σχεδιασμένο για να εφαρμόζει στο αυλάκι του επαγωγικού wok της Miele.

EAN: 4002514426266 / Αριθμός υλικού: 07132780 / Παλιός αριθμός υλικού: 27996016D



- Για όλα τα στοιχεία Miele SmartLine με επαγωγικό wok
- Τεχνολογία Control-Induc: Για προστασία της ποιοτικής επίστρωσης
- Μεγαλύτερο από τα άλλα wok της αγοράς