

E 478/1

Βάση

για βέλτιστο καθαρισμό 4 σωληνίσκων λεπτού αυλού (βελόνα σύριγγας Sautter).



- Διαθέτει ανοξείδωτο φίλτρο με πλάκα (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Αριθμός υλικού: 07292920 /
Παλιός αριθμός υλικού: 69747802D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Κατηγορία προϊόντων	
Βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία οφθαλμιατρικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικό βάθος σε mm	110
Καθαρό βάρος σε kg	0,19
Μικό βάρος σε kg	0,23