

E 478/1

Βάση

για βέλτιστο καθαρισμό 4 σωληνίσκων λεπτού αυλού (βελόνα σύριγγας Sautter).



- Διαθέτει ανοξείδωτο φίλτρο με πλάκα (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Αριθμός υλικού: 07292920 / Παλιός αριθμός υλικού: 69747802D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντος	
Βάση	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία οφθαλμιατρικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	95
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	110
Καθαρό βάρος σε kg	0,19
Μικτό βάρος σε kg	0,23