


KFR 10061

Σχάρα στήριξης για μπουκάλια

για ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών στο ψυγείο με εξοικονόμηση χώρου.

EAN: 4002514522289 / Αριθμός υλικού: 07316080 /  
Παλιός αριθμός υλικού: 38991061EU1



- Για όλα τα ανεξάρτητα ψυγεία/  
ψυγειοκαταψύκτες
- Κ 10.000 και 20.000 χωρίς ζώνη  
PerfectFresh και πλάτους 60 cm
- Για οριζόντια φύλαξη χωρίς  
κραδασμούς, για παράδειγμα,  
κρασιού
- Κατάλληλη για χρήση σε διάφορα  
επίπεδα ραφιού
- Για έως 9 μπουκάλια, ανάλογα με  
το μέγεθος και το σχήμα