


KFR 10067

Σχάρα στήριξης για μπουκάλια

για ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών στο ψυγείο με εξοικονόμηση χώρου.

EAN: 4002514522296 / Αριθμός υλικού: 07316090 /
Παλιός αριθμός υλικού: 38991067EU1



- Για οριζόντια φύλαξη χωρίς κραδασμούς, για παράδειγμα, κρασιού
- Κατάλληλη για χρήση σε διάφορα επίπεδα ραφιού
- Για όλα τα ανεξάρτητα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες
- Κ 10.000 με ζώνη PerfectFresh και πλάτος 60 cm
- Για έως 9 μπουκάλια, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα