


O 167/1

Πάνω κάμιστρο

για βέλτιστη φόρτωση πάτων για παπούτσια χειρουργείου.



- Κατάλληλο για έως 28 πάτους παπουτσιού
- Με ενσωματωμένο μαγνητικό βραχίονα πλύσης
- Μαγνήτης για χρήση με αισθ. βραχιόνων πλύσ. PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Αριθμός υλικού: 07333080 / Παλιός αριθμός υλικού: 69116703D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου	•
Πάνω κάμιστρο	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	480
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	475
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	495
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	2,40
Μικτό βάρος σε kg	3,23