

O 173/1

Πάνω κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση παπουτσιών χειρουργείου.



- Κατάλληλο για 8 παπούτσια χειρουργείου μεγέθους έως 41
- Με ενσωματωμένο μαγνητικό βραχίονα πλύσης
- Μαγνήτης για χρήση με αισθ. βραχιόνων πλύσ. PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Αριθμός υλικού: 07333090 / Παλιός αριθμός υλικού: 69117302D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου	•
Πάνω κάνιστρο	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]	8
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	195
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	531
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	475
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	525
Καθαρό βάρος σε kg	2,40
Μικτό βάρος σε kg	3,30