

E 429/1

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό μικρο-εργαλείων, για 2-4 σετ οφθαλμικής χειρουργικής.

EAN: 4002514556253 / Αριθμός υλικού: 07333120 / Παλιός αριθμός υλικού: 69542902D



- Με ενσωματωμένο μαγνητικό βραχίονα πλύσης
- Επίπεδο 1: π.χ. 4 ένθετα E441/1 η 2 ένθετα E142 ανά επίπεδο
- Επίπεδο 2 αριστερά: 20 συνδέσεις για κοίλα εργαλεία
- Επίπεδο 2 δεξιά: 16 αντάπτορες Luer-Lock, αρσ., οριζ. σωλήνωση
- Πλαίσιο για ML/2 για αναγν. συρόμ. κάνιστρου/χειρισμό βραχ.πλύσ.

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8535	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για οφθαλμιατρικά εργαλεία	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία οφθαλμιατρικών εργαλείων	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Σετ χειρουργικής για μικροεργαλεία [πλήθος]	2-4
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	520
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	540
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	550
Καθαρό βάρος σε kg	2,40
Μικτό βάρος σε kg	3,30
<b>Συνοδευτικό πακέτο</b>	
Βάση E 476 [πλήθος]	1
Στοπ E 477 [πλήθος]	1
Συνδετικό στοιχείο Luer Lock E 790, θηλυκό σε θηλυκό [πλήθος]	8
Συνδετικό στοιχείο Luer Lock E 791, θηλυκό σε αρσενικό [πλήθος]	8