

ASA 1

Μαγνητικός βραχίονας πλύσης

για αισθητήρα βραχιόνων πλυσ., κατάλλ. για Ο 167, Ο 173, Ο 188, Ο 190.



- Δυνατότητα πρόσθ. εξοπλ. σε πάνω κάνιστρα χωρίς μαγν. βραχ. πλύσ.

EAN: 4002514569857 / Αριθμός υλικού: 07349850 / Παλιός αριθμός υλικού: 69113501D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντος	
Μαγνητικός βραχίονας πλύσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	55
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	47
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	615
Καθαρό βάρος σε kg	0,31
Μικτό βάρος σε kg	0,40