

ASA 2

Μαγνητικός βραχίονας πλύσης

για αισθητήρα βραχιόνων πλύσης, κατάλληλος για O 191, E 327.



- Δυνατότ.πρόσθ.εξοπλ. σε συρ. κάν./πάνω κάν.χωρίς μαγν.βραχ. πλύσ.

EAN: 4002514569864 / Αριθμός υλικού: 07349860 / Παλιός αριθμός υλικού: 69113601D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8535	•
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντος	
Μαγνητικός βραχίονας πλύσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	45
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	70
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	610
Καθαρό βάρος σε kg	0,16
Μικτό βάρος σε kg	0,25