

MF 27/28-1

Φορείο μεταφοράς  
για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.



- Διαθέτει 4 ροδάκια, εκ των οποίων τα 2 ασφαλίζουν
- Απλός και άνετος χειρισμός χάρη στις στρογγυλεμένες λαβές
- Στερεώνεται ή ασφαλίζει σε κυλ. μετ. κ.λπ. από τις δύο πλευρές
- Ύψος τροφοδοσίας 850 mm, -100 mm, +150 mm
- Με αφαιρούμενο δίσκο περισυλλογής Υ 70, Π 603, Β 866 mm

EAN: 4002514594026 / Αριθμός υλικού: 07397640 / Παλιός αριθμός υλικού: 69200111D

#### Κατηγοριοποίηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη

•

#### Παρόμοια προϊόντα

PG 8527

•

PG 8528

•

#### Κατηγορία προϊόντων

Σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς

•

#### Ιδιότητες προϊόντος

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας

Χρώμα

Ανοξείδωτος χάλυβας

#### Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων

0

Τάση σε V

0-0

Συχνότητα σε Hz

0-0

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

0,00-0,00

Ασφάλεια σε A

0-0

#### Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

1050

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

740

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

930

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

1010

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

730

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

950

Καθαρό βάρος σε kg

32,00

Μικτό βάρος σε kg

45,00