

E 931

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 20 παπουτσιών χειρουργείου έως μέγεθος 48.



- Για χρήση στο επάνω και κάτω επίπεδο του συρ. κάνιστρου E 975/2
- Διαθέτει 20 βάσεις
- Συν. χωρητικότητα ανά κύκλο: 40 παπούτσια χειρουργείου (20 ζεύγη)

EAN: 4002514598444 / Αριθμός υλικού: 07439490 / Παλιός αριθμός υλικού: 69593101D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
Χωρητικότητα	
Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]	20
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	254
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	586
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	752
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	275
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	765
Καθαρό βάρος σε kg	4,35
Μικτό βάρος σε kg	4,70