

E 947/2

Μονάδα

π.χ για καθαρισμό 88 φυγοκεντρικών σωλήνων, φιαλών ή δοκιμαστικών σωλήνων.



- Διαθέτει 88 ακροφύσια, 2,5 x 110 mm

EAN: 4002514605074 / Αριθμός υλικού: 07459430 / Παλιός αριθμός υλικού: 69594703D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για δοκιμαστικούς σωλήνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
Χωρητικότητα	
Δοκιμαστικοί σωλήνες [πλήθος]	88
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	170
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	558
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	352
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	290
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	560
Καθαρό βάρος σε kg	5,00
Μικτό βάρος σε kg	6,00