

E 521/2

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 7 λαβίδων εξαγωγής, ορθοδοντικών ή/και τεχνικών λαβίδων.

EAN: 4002514616438 / Αριθμός υλικού: 07476430 / Παλιός αριθμός υλικού: 68552103D



- Μέγεθος διαμερίσματος: 21 x 80 mm
- Επίσης κατάλληλο για λαβίδες, όπως αυτές της ποδιατρικής

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για οδοντιατρικά εργαλεία	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Λαβίδες [πλήθος]	7
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	135
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	189
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	120
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	175
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	220
Καθαρό βάρος σε kg	0,42
Μικτό βάρος σε kg	0,46