

DOS S 20

Αντλία δοσομέτρησης με φυσούνα
Για δοσομέτρηση οξέων σε υγρή μορφή.



- Για δοσομέτρηση λαμπρυντικού, ουδετεροποιητή
- Για τοποθέτηση ως πρόσθετος εξοπλισμός από το Miele Service

EAN: 4002514641904 / Αριθμός υλικού: 07514600 / Παλιός αριθμός υλικού: 69226004D

Ταξινόμηση προϊόντος

Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου

•

Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη

•

Παρόμοια προϊόντα

PG 8536

•

Κατηγορία προϊόντος

Σύστημα δοσομέτρησης

•

Βασική ηλεκτρική παροχή

Αριθμός φάσεων

0

Τάση σε V

0

Συχνότητα σε Hz

0

Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW

0,00

Ασφάλεια σε A

0

Διαστάσεις και βάρος

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm

0

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm

0

Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm

0

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm

245

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm

258

Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm

270

Καθαρό βάρος σε kg

2,45

Μικτό βάρος σε kg

2,91