

DOS NA 120

Αντλία δοσομέτρησης με φισσόνα

Για δοσομέτρηση ουδέτερων/αλκαλικών υγρών.



- Για δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού, γαλακτωματοποιητή
- Για δοσομέτρηση χημικού απολυμαντικού
- Για τοποθέτηση ως πρόσθετος εξοπλισμός από το Miele Service

EAN: 4002514641911 / Αριθμός υλικού: 07514610 / Παλιός αριθμός υλικού: 69226005D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8536	•
Κατηγορία προϊόντος	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	250
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	420
Καθαρό βάρος σε kg	2,45
Μικτό βάρος σε kg	2,89