

Spare Parts Vacuum Cleaners  
Σωλήνας αναρρόφησης  
Για ηλεκτρικές σκούπες

EAN: 4002514777566 / Αριθμός υλικού: 07560901 / Παλαιός αριθμός υλικού:



- Κατασκευασμένο από ευλύγιστο λαστιχένιο υλικό
- με περιστροφική κίνηση και λαβή
- Σύνδεσμος μεταξύ του τηλεσκ. σωλήνα και της ηλεκτρ. σκούπας
- για S7xxx, SHxxx, Dynamic U1