

Σωλήνας αναρρόφησης S7000
Σωλήνας αναρρόφησης
Για ηλεκτρικές σκούπες

EAN: 4002516272403 / Αριθμός υλικού: 07560902 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Κατασκευασμένο από ευλύγιστο λαστιχένιο υλικό
- με περιστροφική κίνηση και λαβή
- Σύνδεσμος μεταξύ του τηλεσκ. σωλήνα και της ηλεκτρ. σκούπας
- για S7xxx, SHxxx, Dynamic U1