

E 499

Υλικά στερέωσης ξεβγάλματος
για βέλτιστη φόρτωση σωληνίσκων αναρρόφησης, έκπλυσης και Veress.



- Διατίθενται διάφοροι τύποι σύνδεσης για σωλην. απορρ. & έκπλυσης
- Συμβατό με φορεία μεταφοράς με ακροφύσια έγχυσης

EAN: 4002514811482 / Αριθμός υλικού: 07759500 / Παλιός αριθμός υλικού: 69549901D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Θήκη καταιονισμού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
Επανεπεξεργασία εργαλείων με αυλούς	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	30
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	110
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	170
Καθαρό βάρος σε kg	0,20
Μικτό βάρος σε kg	0,23