

E 498

Ακροφύσιο

για βέλτιστη φόρτωση αναπνευστικών масκών διπλού και μονού σωλήνα. Ύψος 238 mm.

EAN: 4002514811673 / Αριθμός υλικού: 07760120 / Παλιός αριθμός υλικού: 69749801D



- Ύ 238 mm, με σωλήνα 120 mm στο πλάι

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ακροφύσιο έγχυσης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων αναισθησίας	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	238
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	250
Καθαρό βάρος σε kg	0,12
Μικτό βάρος σε kg	0,12