

E 900-5/2

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστο καθαρισμό εργαλείων σε 5 επίπεδα.



- Χωρητικότητα: 15 δικτυωτοί δίσκοι DIN*
- Οι περιοχές φόρτωσης είναι διαφορετικές σε κάθε επίπεδο
- Μαγν. ταινία για αναγνώριση συρόμενου κάνιστρου (με μαγνήτες ML)

* Δικτυωτός δίσκος DIN 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002514816418 / Αριθμός υλικού: 07765760 / Παλιός αριθμός υλικού: 69590006D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8527	•
PG 8528	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για ένθετα	•
Κινητή μονάδα για δικτυωτούς δίσκους	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	15
Δικτυωτοί δίσκοι SPRI [πλήθος]	10
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	605
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	640
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	790
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	680
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	650
Καθαρό βάρος σε kg	12,85
Μικτό βάρος σε kg	12,85
Συνοδευτικό πακέτο	
Μαγνητική ταινία για αυτόματη αναγνώριση φορητής μονάδας (με μαγνήτες) [πλήθος]	1