

E 198

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση έως 6 δικτυωτών και νεφροειδών δίσκων.



- Κατ. για 6 δικτ. ή νεφροειδ. δίσκ.
- 7 βάσεις (6 διαμερίσματα), ύψος 160 mm mm, απόσταση 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Αριθμός υλικού: 07984040 / Παλιός αριθμός υλικού: 68519801D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο για δικτυωτούς δίσκους	•
Ένθετο για νεφροειδείς δίσκους/λεκάνες	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	6
Απόσταση μεταξύ ραγών σε mm	67
Ύψος ράγας σε mm	160
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Διάφοροι δικτυωτοί δίσκοι [πλήθος]	6
Νεφροειδείς δίσκοι [πλήθος]	6
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	160
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	180
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	495
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	185
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	210
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	530
Καθαρό βάρος σε kg	0,65
Μικτό βάρος σε kg	0,90