

E 337/1

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων σε όρθια θέση.



- Κατάλληλο για αισθητήρες, τσιμπιδάκια ή ενδοσκόπια στόματος
- Διαθέτει 4 πλαστικές βάσεις
- 12 διαμερίσματα, πλάτος περίπου 22 x 28 mm
- 4 διαμερίσματα, πλάτος περίπου 25 x 28 mm
- 48 διαμερίσματα, πλάτος περίπου 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Αριθμός υλικού: 07984130 / Παλιός αριθμός υλικού: 69533702D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Ένθετο/μονάδα για οδοντιατρικά εργαλεία	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία οδοντιατρικών εργαλείων	•
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	148
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	173
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	445
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	205
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	240
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	490
Καθαρό βάρος σε kg	1,91
Μικτό βάρος σε kg	2,16