

E 417/1

Ένθετο

Για βέλτιστη φόρτωση έως 30 ωτο- και ρινοσκοπίων.



- κατάλληλο για περίπου 30 ωτο- και ρινοσκόπια
- 280 διαμερίσματα περίπου. ?? x ??
- Το πλάτος πλέγματος στη βάση είναι 4 mm
- Για χρήση στο επάνω και κάτω κάλυτρο

EAN: 4002514984605 / Αριθμός υλικού: 09033260 / Παλιός αριθμός υλικού: 69541702D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο για εργαλεία ΩΡΛ	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Αριθμός θαλάμων	280
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία εργαλείων ΩΡΛ	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	435
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	85
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	225
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	465
Καθαρό βάρος σε kg	1,30
Μικτό βάρος σε kg	1,72