

ProCare Universal 61 - 6 kg

Αλάτι πλυντηρίου πιάτων, 3 x 2 kg

Για άριστη αναγέννηση του ενσωματωμένου αποσκληρυντικού.



- Αποτρέπει επικαθίσεις ασβεστίου και προστατεύει τα πλενόμενα είδη

EAN: 4002515075319 / Αριθμός υλικού: 09195780 /
Παλιός αριθμός υλικού: 66916102EU1

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων ProfiLine	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια θερμικής απολύμανσης	•
Εφαρμογές	
Αναγέννηση αποσκληρυντών νερού	•
Δοσομέτρηση	
Τιμή pH στους 20°C	10,9
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Αλάτι αναγέννησης
Συστατικά	Ειδικό χονδρό άλας
Αποτρέπει τη δημιουργία αλάτων και προστατεύει τα φορτία	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	225,00
Ιδιότητες προϊόντος	
Τύπος μέσου	Αλάτι αναγέννησης
Σύνθεση	Ειδικό χονδρό άλας
Αποτρέπει τη δημιουργία αλάτων και προστατεύει τα φορτία	•
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	320
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	104
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	226
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	320
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	100
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	225
Βάρος σε g	6000
Μικτό βάρος σε kg	6
Συμμόρφωση, πιστοποιητικά/σύμβολα	
Συμμόρφωση GHS/CLP	•