

Ersatzteile Küche

Λαβή

Για ηλεκτρικές σκούπες

EAN: 4002515650561 / Αριθμός υλικού: 09442601 / Παλαιός αριθμός υλικού:



- Λαβή
- Με ρυθμιστή αναρρόφησης για βέλτιστο έλεγχο απορροφητικής ισχύος
- Σύνδεσμος μεταξύ του σωλήνα αναρρόφησης και του τηλεσκ. σωλήνα
- Δεν είναι κατάλληλο για κωνικούς σωλήνες απορρόφησης
- Μόνο για συσκευές με διακόπτη απορρόφησης στη λαβή