

Ersatzteile Küche  
Φίλτρο βάσης  
για το φιλτράρισμα των χνουδιών στα στεγνωτήρια

EAN: 4002515326336 / Αριθμός υλικού: 09499230 / Παλιός αριθμός υλικού:



- Υλικό: αφρώδες
- πλένεται με τρεχούμενο νερό
- Για στεγνωτήρια με αντλία θερμότητας
- για T7xxx, T8xxx, T9xxx
- Συγκρίνετε το εξάρτημα με το ανταλλακτικό που απεικονίζεται