

HUBB 71

Γνήσιο ταψί πολλαπλών χρήσεων της Miele
με φινίρισμα PerfectClean.

EAN: 4002515261286 / Αριθμός υλικού: 09519840 / Παλιός αριθμός υλικού: 22996250D



- Ως δίσκος περισυλλογής ζωμού κρέατος/λίπους για ψήσιμο και γκριλ
- Για χρήση όταν ψήνετε με το ένθετο γκριλ και ψησίματος
- Προσαρμόζεται σε FlexiClip ή απευθείας σε πλαϊνές ράγες
- Για συσκευές H 2000/6000/7000 και DGC 6000/7000
- Διαστάσεις: 44,8 cm x 38,6 cm x 3,475 cm
- Ιδιαίτερα εύκολος καθαρισμός, χάρη στο φινίρισμα PerfectClean