


KFR 30060

Σχάρα στήριξης για μπουκάλια
για ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών με εξοικονόμηση χώρου.

EAN: 4002515357538 / Αριθμός υλικού: 09552690 / Παλιός αριθμός υλικού: 36996046D



- Κατάλληλη για χρήση σε διάφορα επίπεδα ραφιού
- Για οριζόντια φύλαξη χωρίς κραδασμούς, για παράδειγμα, κρασιού
- Από επιχρωμιωμένο μέταλλο
- Κατάλληλο για εντοιχιζόμενα ψυγεία K 30.000 χωρίς PerfectFresh
- Για έως 9 μπουκάλια, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα