


GBU

Καλάθι μαχαιροπίρουνων κάτω κανίστρου G5000/6000  
για ογκώδη αντικείμενα όπως κουτάλες και χτυπητήρια.

EAN: 4002515330371 / Αριθμός υλικού: 09614020 / Παλιός αριθμός υλικού: 21995395D



- Εγκαθίστανται εύκολα, επιπρόσθετα στο κανίστρο για μαχαιροπίρουνα
- Ιδιαίτερα κατάλληλο για ογκώδη αντικείμενα όπως χτυπητήρια.
- Το καλάθι μαχαιροπίρουνων τοποθετείται στο κάτω κανίστρο
- Για μοντέλα πλυντηρίων πιάτων Miele από τη γενιά 5000