


TRK 555

Καλάθι στεγνωτηρίου

ιδανικό για αθλητικά παπούτσια, παιδικά μποτάκια, μικρά μάλλινα ή λούτρινα.

EAN: 4002515315941 / Αριθμός υλικού: 09614800 / Παλαιός αριθμός υλικού: 12996010D



- Η καλύτερη φροντίδα για ευαίσθητα υφάσματα
- Ειδικά σχεδιασμένο για στεγνωτήρια της Miele
- Κατάλληλο για όλα τα στεγνωτήρια T1