


A 104

Πάνω κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση εργαλ. μικροεπεμβ. χειρουρ., αρθροσκόπησης και ουρολογίας.



- Δεξί πλαινό για συγκράτηση 11 κοίλων εργαλείων
- Πρόσθετοι σύνδεσμοι Luer-Lock για κοίλα εργαλεία
- Με βραχίονες πλύσ.: Οι δικτ. δίσκοι τοποθετούνται στο κάτω φορείο

EAN: 4002515460658 / Αριθμός υλικού: 09862380 / Παλαιός αριθμός υλικού: 69610400D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κάνιστρο για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Κάνιστρο εγχυτήρων	•
Πάνω κάνιστρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
Χωρητικότητα	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	1
Εργαλεία με αυλούς [πλήθος]	11
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	332
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	528
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	526
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	4,00
Μικτό βάρος σε kg	6,50