


A 200  
Κινητό κάνιστρο  
για βέλτιστη φόρτωση 38 πιπετών.



- για 10 πιπέτες των 100 ml στη σειρά 1, απόσταση 20 mm
- για 14 πιπέτες των 25 ml σε 2η σειρά, απόσταση 26 mm
- για 14 πιπέτες των 10 ml σε 3η σειρά, απόσταση 26 mm

EAN: 4002515460696 / Αριθμός υλικού: 09862420 / Παλιός αριθμός υλικού: 69620000D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για πιπέτες	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία πιπετών/φιαλιδίων	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Πιπέτες [πλήθος]	38
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	397
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	529
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	546
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	4,40
Μικτό βάρος σε kg	6,40