


A 201

Κινητό κάνιστρο

Για βέλτιστη φόρτωση σετ αναισθησίας.



- 8 ακροφύσια με βάσεις ελατηρίων για εύκ.σawl.οξυγόνου έως 1,5 m
- Αποθήκευση σε σπирάλ
- 15 ακροφύσια εγχυτήρων για υλικά διασωλήνωσης

EAN: 4002515460702 / Αριθμός υλικού: 09862430 / Παλιός αριθμός υλικού: 69620100D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για εργαλεία αναισθησίας	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
<b>Χωρητικότητα</b>	
Σετ AN [πλήθος]	3
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	434
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	531
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	546
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	9,00
Μικτό βάρος σε kg	10,50
<b>Συνοδευτικό πακέτο</b>	
Δικτυωτός δίσκος E 430/1 1/3 [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 431 για σωλήνα ακορντεόν, Ø 8 x 193 mm [πλήθος]	1
Βάση E 432 για αναπνευστικούς σωλήνες ακορντεόν [πλήθος]	1
Βάση E 433 για αναπνευστικούς σωλήνες σιλικόνης [πλήθος]	2
Βάση E 434 για παιδιατρικούς αναπνευστικούς σωλήνες [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρων E 466, 8 x 333 mm για αναπνευστικούς σάκους [πλήθος]	6
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 496, 4 x 120 mm [πλήθος]	15