

A 202

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση 4 δικτυωτών δίσκων DIN.



- Κατάλ. για 4 δικτ. δίσκ. DIN σε 2 επίτ.
- Ένθετα πλαίσια: Αφαιρ. για καθαρ.-απολ. ψηλών πλενόμενων ειδών
- 6 πρόσθετες επιλογές σύνδεσης μέσω σύνδεσης Luer-Lock
- Με ενσωματωμένο βραχίονα πλύσης
- Όγκοι φόρτωσης για τα διάφορα επίπεδα διαφέρουν μεταξύ τους

EAN: 4002515460719 / Αριθμός υλικού: 09862440 / Παλιός αριθμός υλικού: 69620200D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για ένθετα	•
Κινητή μονάδα για δικτυωτούς δίσκους	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας, Πλαστικά
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας, Μαύρο
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου	•
Επανεπεξεργασία χειρουργικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Δικτυωτοί δίσκοι DIN [πλήθος]	4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	223
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	529
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	542
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	550
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	560
Καθαρό βάρος σε kg	5,50
Μικτό βάρος σε kg	6,74