

A 203

Κινητό κάνιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.



- Κατάλληλο για στήριξη και για E 451, E 457, E 460, E 473, E 444


EAN: 4002515460726 / Αριθμός υλικού: 09862450 / Παλιός αριθμός υλικού: 69620300D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Κινητή μονάδα για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής	•
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	520
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	529
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	542
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	270
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	525
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	9,40
Μικτό βάρος σε kg	11,00
<b>Συνοδευτικό πακέτο</b>	
Περίβλημα καταιονισμού E 336 MIBO, Ø 11 mm, μήκους 121 mm [πλήθος]	3
Τυφλό στοπ E 362 [πλήθος]	2
Περίβλημα καταιονισμού E 442, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 6 mm [πλήθος]	15
Περίβλημα καταιονισμού E 443, Ø 11 mm, μήκους 121 mm, με καπάκι Ø 10 mm [πλήθος]	5
E 445 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 442, άνοιγμα με Ø 6 mm [πλήθος]	1
E 446 – 12 καπάκια για περίβλημα καταιονισμού E 443, άνοιγμα με Ø 10 mm [πλήθος]	1
Θηλυκός προσαρμογέας E 447, για αρσενικό Luer Lock [πλήθος]	3
Σωλήνας σιλκόνης E 448 με θηλυκό προσαρμογέα Luer Lock [πλήθος]	6
Αρσενικός προσαρμογέας E 449, για θηλυκό Luer Lock [πλήθος]	5
Ένθετο E 451 1/6, δικτυωτός δίσκος [πλήθος]	1
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 452, 2,5 x 60 mm [πλήθος]	3
Ακροφύσιο εγχυτήρα E 453, 4 x 110 mm με κλιπ συγκράτησης [πλήθος]	8

A 203

Κινητό κάρτιστρο

για βέλτιστη φόρτωση εργαλείων μικροεπεμβατικής χειρουργικής.



EAN: 4002515460726 / Αριθμός υλικού: 09862450 / Παλιός αριθμός υλικού: 69620300D

Ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 για περιβλήματα τροκάρ 10-15 mm [πλήθος] 6

Βάση ελατηρίων E 456 για εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής [πλήθος] 4

Βάση E 464 για ακροφύσιο εγχυτήρα E 454 [πλήθος] 3