


A 204
Κινητό κάνιστρο
για βέλτιστη φόρτωση μικρο-εργαλείων.



- Επίπεδο 1: κατάλληλο για ένθετα
- Επίπεδο 2 δεξιά: 22 συνδέσεις για κοίλα εργαλεία
- Επίπεδο 2 αριστερά: 11 αντάπτορες Luer-Lock, αρσ., οριζ. σωλήνωση
- Με ενσωματωμένο βραχίονα πλύσης
- Ένα κυλινδρ. φίλτρο A 800 και για τους δύο πολλαπλούς εγχυτήρες

EAN: 4002515460733 / Αριθμός υλικού: 09862460 / Παλιός αριθμός υλικού: 69620400D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κινητή μονάδα για οφθαλμιατρικά εργαλεία	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Επιλογή χρήσης κεντρικού φίλτρου	•
Περιοχή εφαρμογής	
Επανεπεξεργασία οφθαλμιατρικών εργαλείων	•
Χωρητικότητα	
Σετ χειρουργικής για μικροεργαλεία [πλήθος]	2-4
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	365
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	529
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	535
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	560
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	540
Καθαρό βάρος σε kg	11,50
Μικτό βάρος σε kg	12,50
Συνοδευτικό πακέτο	
Βάση E 476 [πλήθος]	1
Στοπ E 477 [πλήθος]	1