

A 307

Ένθετο

για βέλτιστη φόρτωση 20 παπουτσιών χειρουργείου έως μέγεθος 48.



- Κατάλληλο για 20 παπούτσια χειρουργείου
- Κάθε ένα με στηρίγματα ύψους 265 mm
- Για χρήση στον φορέα του κάτω κανίστρου A 151
- Δυνατότητα καθαρ.-απολ. παπουτσιών χειρουργείου μεγέθ. έως 48

EAN: 4002515460856 / Αριθμός υλικού: 09862590 / Παλιός αριθμός υλικού: 69630700D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Ένθετο για παπούτσια χειρουργείου	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία παπουτσιών χειρουργείου	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Παπούτσια χειρουργείου [πλήθος]	20
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0
Συχνότητα σε Hz	0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00
Ασφάλεια σε A	0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	279
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	390
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	360
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	395
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	480
Καθαρό βάρος σε kg	1,46
Μικτό βάρος σε kg	1,99