

A 802
Πίδακες
για βέλτιστο καθαρισμό του δοσομετρητή.



- Για χρήση σε εργαστηριακά μηχανήματα E+A με δοσομετρητή σκόνης
- Για χρήση με μονάδες έγχυσης
- Κατάλληλο για αφαίρεση υπολειμμάτων σκόνης από τον δοσομετρητή

EAN: 4002515460979 / Αριθμός υλικού: 09863070 / Παλιός αριθμός υλικού: 69680200D

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Κατηγορία προϊόντος	
Άλλα εξαρτήματα	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	30
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	187
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	15
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	12
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	120
Καθαρό βάρος σε kg	0,02
Μικτό βάρος σε kg	0,02