

A 800

Κυλινδρικό φίλτρο

Για βέλτιστο και οικονομικό καθαρισμό-απολύμανση κοίλων εργαλείων.



- Φίλτρο μέσα σε πολλαπλό ανοξείδωτο πλέγμα για συρόμενα κάνιστρα
- Μέγεθος πλέγματος 63 μm
- Δυνατότητα καθαρισμός-απολύμανση με βούρτσα καθαρισμού A 804

EAN: 4002515538081 / Αριθμός υλικού: 09960680 / Παλιός αριθμός υλικού: 68680000D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Κατηγορία προϊόντων	
Φίλτρο	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	23
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	23
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	405
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	45
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	220
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	445
Διάμετρος σε mm	23
Καθαρό βάρος σε kg	0,36
Μικτό βάρος σε kg	0,88