

TE

Ρητίνη μίας χρήσης

Για αναγέννηση καφουλών μερικής αφαίρεσης αλάτων

EAN: 4002515551530 / Αριθμός υλικού: 10020250 / Παλιός αριθμός υλικού: 67809510D



- 1 σάκος με περιεχόμενο 25 l
- Για κενή κάψ. LP 2800 & αποσκληρυντή νερού TE 2000/2800

Ταξινόμηση προϊόντος	
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα φρέσκου νερού	•
Πλυντήρια πιάτων με Tank	•
Πλυντήρια πιάτων με σύστημα tank (ολίσθηση) τύπου καμπάνα	•
Παρόμοια προϊόντα	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

TE

Ρητίνη μίας χρήσης

Για αναγέννηση καψουλών μερικής αφαίρεσης αλάτων

EAN: 4002515551530 / Αριθμός υλικού: 10020250 / Παλιός αριθμός υλικού: 67809510D



PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
Κατηγορία προϊόντος	
Κατεργασία νερού	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Όγκος σε l	25
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	0
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	140
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	530
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	580
Καθαρό βάρος σε kg	18,20
Μικτό βάρος σε kg	19,29