

PG 8596

Ερμάριο δοσομέτρησης

Για χημικά υλικά καθαρισμού και μονάδες δοσομέτρησης



- 2 αφαιρούμενα συρτάρια για δοχείο 3 x 5 λίτρων το καθένα
- Εσωτερικές διαστάσεις Υ 285-690 , Π 250, Β 425-555 mm
- Κάθε επίπεδο διαθέτει 2 επιλογές στήριξης για μονάδες δοσολογίας
- Ο δίσκος περισυλλογής διευκολύνει το άδειασμα του δοχείου

EAN: 4002515558324 / Αριθμός υλικού: 10087340 / Παλιός αριθμός υλικού: 69859602D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Θερμικοί απολυμαντές	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Σύστημα δοσομέτρησης	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
Βασική ηλεκτρική παροχή	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	300
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	900
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	400
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	740
Καθαρό βάρος σε kg	26,50
Μικτό βάρος σε kg	30,00