

ΚΒ Λάστιχο αποχέτευσης
Σωλήνας αποχέτευσης
Για την αποχέτευση του πλυντηρίου ρούχων

EAN: 4002516582557 / Αριθμός υλικού: 10103861 / Παλιός αριθμός υλικού:



- με λαστιχάκι o-ring
- Μήκος 1,81 m, εσωτερική διάμετρος 22 mm
- Κατασκευασμένο από ευλύγιστο λαστιχένιο υλικό
- κατάλληλο για όλα τα W1