

UBS 1

Κιτ μετατροπής

Για χρήση με επιλεγμένα φορεία φορτίου G 78 σε μηχανήματα PG 85.



- Για παλαιότερα φορεία φόρτωσης με σύνδεση στεγνωτηρίου

EAN: 4002515588970 / Αριθμός υλικού: 10131090 / Παλιός αριθμός υλικού: 69215014D

Κατηγοριοποίηση προϊόντος	
Πλυντήρια απολύμανσης, εργαστηρίου	•
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
Παρόμοια προϊόντα	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Κατηγορία προϊόντων	
Κιτ μετατροπής	•
Ιδιότητες προϊόντος	
Υλικό	Πλαστικά
Χρώμα	Μαύρο
Διαστάσεις και βάρος	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	75
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	235
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	80
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	240
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	170
Καθαρό βάρος σε kg	0,10
Μικτό βάρος σε kg	0,17