

A 806

Βάση

Για βέλτιστο καθαρισμό-απολύμανση εργαλείων ρομποτικής χειρουργικής.



- Για ειδικά εργαλεία με πλευρική σύνδεση ξεβγάλματος

EAN: 4002515585054 / Αριθμός υλικού: 10131960 / Παλιός αριθμός υλικού: 69680601D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης μεγάλης χωρητικότητας, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Μονάδα/βάση για ρομποτικά εργαλεία	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Περιοχή εφαρμογής</b>	
Επανεπεξεργασία ρομποτικών εργαλείων	•
<b>Χωρητικότητα</b>	
Ρομποτικά εργαλεία [πλήθος]	1
<b>Βασική ηλεκτρική παροχή</b>	
Αριθμός φάσεων	0
Τάση σε V	0-0
Συχνότητα σε Hz	0-0
Συνολική ισχύς σύνδεσης σε kW	0,00-0,00
Ασφάλεια σε A	0-0
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	77
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	41
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	165
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	25
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	245
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	485
Καθαρό βάρος σε kg	0,37
Μικτό βάρος σε kg	0,49