

MC/2

Φορείο μεταφοράς

ρυθμιζόμενο ύψος, για φόρτωση & εκφόρτωση πλυντηρίων-απολυμαντών.



- Διαθέτει 4 ροδάκια, εκ των οποίων τα 2 ασφαλίζουν
- 2 σχάρες φόρτωσης (κοίλου σχήματος), λαβή και πλάκα καλύμματος

EAN: 4002515588628 / Αριθμός υλικού: 10138690 / Παλιός αριθμός υλικού: 69200109D

<b>Κατηγοριοποίηση προϊόντος</b>	
Πλυντήρια απολύμανσης, ιατρικά είδη	•
<b>Παρόμοια προϊόντα</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Κατηγορία προϊόντων</b>	
Σύστημα αποθήκευσης/μεταφοράς	•
<b>Ιδιότητες προϊόντος</b>	
Υλικό	Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα	Ανοξείδωτος χάλυβας
<b>Διαστάσεις και βάρος</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό ύψος σε mm	1003
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό πλάτος σε mm	600
Εξωτερικές διαστάσεις, καθαρό βάθος σε mm	805
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό ύψος σε mm	1119
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό πλάτος σε mm	835
Εξωτερικές διαστάσεις, μικτό βάθος σε mm	1280
Καθαρό βάρος σε kg	34,20
Μικτό βάρος σε kg	52,40